



Das Champions-System

1. Firmenportrait 
2. Chirurgie Kit & Werkzeuge 
3. Champions (R)Evolution Chirurgie 
4. Champions (R)Evolution Prothetik 
5. Champions Vierkant 
6. **Champions Kugelkopf** 
7. PATENT Zirkonimplantat 
8. Smart Grinder 
9. PlasmaSafe 
10. Champions Smile Aligner 



So erreichen Sie uns

Montag, Dienstag, Donnerstag:
7:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch:
7:30 bis 16:00 Uhr
Freitag: 7:30 bis 14:00 Uhr

TELEFON:
+49 (0)6734 91 40 80

FAX:
+49 (0)6734 10 53

E-MAIL:
info@champions-implants.com

ONLINE-SHOP:
champions-implants.shop

Das Champions-Team
(Mitarbeiterclip, QR-Code scannen)



INHALT

Champions Kugelkopf-Implantate | Seite 4

Einbringhilfen | Seite 7

Prep-Cap | Seite 8

Rescue-Cap | Seite 9

Metallmatrizen (MMT) | Seite 10

Preci-Clix | Seite 11

Labortechnik und Abformung | Seite 12

Anleitungen | Seite 14



Wenn Sie dieses Zeichen sehen, gibt es zum jeweiligen Produkt einen Infofilm. Den QR-Code bzw. den Link zum Film finden Sie unter „Anleitungen“.

Die in diesem Katalog genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens „®“ oder „TM“ darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht. Eine Übersicht darüber finden Sie über den QR-Code:



Angaben zum Hersteller gemäß MDD/MDR sind auf dem Produktetikett angegeben.



Champions Kugelkopf





Champions Kugelkopf

Einteiliges Schraubimplantat, kann in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1–D4) zur Fixierung von herausnehmbarem Zahnersatz eingesetzt werden. Im Oberkiefer sollten mindestens drei Pfeiler pro Quadrant, im Unterkiefer mindestens zwei Pfeiler pro Quadrant gesetzt werden.

Material: Titan Grad 4



Mikrogewinde



Oberfläche von Champions –
eine der Besten!

*(Studie Dr. Duddeck
Universitätsklinik Köln)*

Titan Grad 4
99 % Titan





LIEFERBARE LÄNGEN UND DURCHMESSER

Durchmesser	Länge	Höhe	REF
2,5 mm	10,0 mm	6,3 mm	1900
	12,0 mm	6,3 mm	2015
	14,0 mm	6,3 mm	2035
	16,0 mm	6,3 mm	2055
3,0 mm	8,0 mm	6,8 mm	1890
	10,0 mm	6,8 mm	1905
	12,0 mm	6,8 mm	2016
	14,0 mm	6,8 mm	2040
	16,0 mm	6,8 mm	2060
4,0 mm	8,0 mm	7,1 mm	1895
	10,0 mm	7,1 mm	2005
	12,0 mm	7,1 mm	2025
	14,0 mm	7,1 mm	2050
	16,0 mm	7,1 mm	2070

Einbringhilfen

Diese Einbringhilfen dienen zur Insertion von Implantaten mit Außenvierkantaufnahme (Champions Vierkant, Champions Kugelkopf sowie Champions (R)Evolution Kugelkopf-Abutments).
Material: Edelstahl

Einbringhilfe	Durchmesser	Länge	REF
WS-Anschluss für Außenvierkantaufnahme max. Drehmoment mit Winkelstück ohne Hex: 50 Ncm	4,5 mm	7,0 mm	3039
Normal für Außenvierkantaufnahme	4,5 mm	13,0 mm	3040
Lang für Außenvierkantaufnahme	4,5 mm	26,0 mm	3060



Prep-Cap

Prep-Cap ZrO₂ Kugelkopf (0°) zum Zementieren von Kronen
Empfohlen wird ein harter Zement (RelyX Unicem,
KetacCem [3M Espe] oder ähnlich hartes Material).

Ø 4,5 mm, Höhe: 5,5 mm

Material: Zirkondioxid

REF: 4098



Rescue-Cap


Kugelpf-Kappe (0°) zum Zementieren bei frakturierter Kugel

Empfohlen wird ein harter Zement (RelyX Unicem, KetacCem [3M Espe] oder ähnlich hartes Material).

Ø 3,3 mm, Höhe: 5 mm

Material: Titan Grad 5

REF: 3118



Kugelpf-Kappe (0°) zum Zementieren bei frakturierter Kugel (1)
Zunächst muss der Kugelpfrest abgeschliffen werden (2), bevor das Rescue-Cap aufzementiert werden kann (3).

Metallmatrizen (MMT)

Zum Befestigen von Vollprothesen auf Kugelkopf-Implantaten.

Mit Resilienz



Matrize		Durchmesser	Höhe	REF
MMT inkl. O-Ring rotbraun	Material: Edelstahl	5,1 mm	2,6 mm	3130
MMT inkl. O-Ring blau	Material: Edelstahl	5,1 mm	2,6 mm	31301
O-Ring für MMT	Schwarz: starke Retention 4er Pack Material: Silikon	–	–	3150
O-Ring für MMT	Rotbraun: normale Retention 4er Pack Material: Silikon	–	–	3160
O-Ring für MMT	Blau: schwache Retention 4er Pack Material: Silikon	–	–	3170



Preci-Clix

Zum Befestigen von Vollprothesen auf Kugelkopf-Implantaten.

Ohne Resilienz

Matrize		Durchmesser	Höhe	REF
Preci-Clix-Gehäuse	Gehäuse für Preci-Clix Matrize, 6er Pack Material: Titan	4,0 mm	2,7 mm	3146
Preci-Clix rot	Stark, 6er Pack Material: POM	3,4 mm	2,6 mm	3149
Preci-Clix gelb	Normal, 6er Pack Material: POM	3,4 mm	2,6 mm	3147
Preci-Clix weiß	Schwach, 6er Pack Material: POM	3,4 mm	2,6 mm	3148
Preci-Clix Kombipack	2 x rot, 2 x gelb, 2 x weiß Material: POM	3,4 mm	2,6 mm	31490
Preci-Clix-Werkzeug	Werkzeug zum Einsetzen von Preci-Clix Material: Edelstahl			31453



Labortechnik & Abformung



		Durchmesser	Höhe	REF
--	--	-------------	------	-----

Laboranalog Kugelkopf	Material: Edelstahl	-	-	3140
-----------------------	---------------------	---	---	------



Abformkappe	Indikation: Gingivahöhe > 3 mm Material: Kunststoff	4,5 mm	5,0 mm	3115
-------------	---	--------	--------	------



Bitte fordern Sie unsere kostenlose Broschüre „Prothetik für herausnehmbaren Zahnersatz auf Champions-Implantaten“ an!

Notizen

Anleitungen

Hier finden Sie filmische Anleitungen bezüglich des Champions Kugelkopf-Systems als QR-Code zum Scannen per Mobiltelefon sowie als Link.



Chirurgie von vier Kugelkopf-Implantaten

Insertion von vier Kugelkopf-Implantaten und Versorgung der Prothetik mit MMTs

<https://vimeo.com/366451553>



MMTs und FiBER FORCE

Insertion von vier Kugelkopf-Implantaten mit Einarbeitung der MMTs mit FiBER FORCE

<https://vimeo.com/378999938>



Insertion von vier Kugelkopf-Implantaten

Insertion im schmalen Unterkiefer mit horizontaler Distraction zur Fixierung der Prothese

<https://vimeo.com/329569418>



Insertion von vier Kugelkopf-Implantaten

Vier Implantate interforaminal im Unterkiefer

<https://vimeo.com/398184586>



Animation einer Insertion

Insertion von Kugelkopf-Implantaten in einen Glaskiefer

<https://vimeo.com/522696893>

Welcome
to the
future



Champions-Implants GmbH

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.com
champions-implants.com