




System Champions

1. Filozofia firmy
2. Kaseta chirurgiczna & narzędzia
3. Champions (R)Evolution *chirurgia*
4. Champions (R)Evolution *protetyka*
5. **Champions 4-kątne**
6. Champions kulkowe
7. PATENT cyrkonowy implant
8. Smart Grinder



Jesteśmy do państwa dyspozycji

Poniedziałek, wtorek, czwartek:
7:30 do 18:00
Środa:
7:30 do 16:00
Piątek: 7:30 do 14:00 Uhr

TELEFON:
+49 (0) 6734 91 40 80

FAX:
+49 (0) 6734 10 53

E-MAIL:
info@champions-implants.com

ONLINE-SHOP:
champions-implants.shop

Zespół Champions
(zeskanuj Kod QR aby
obejrzeć film przedstawiający
pracowników firmy)



SPIS TREŚCI

Champions implanty 4-kątne	strona 4
Klucze wprowadzające	strona 8
Prep-Caps ze stopniem	strona 10
Prep-Caps bez stopnia	strona 12
Docklocs	strona 14
LOC Locator	strona 15
Technika laboratoryjna i wyciski	strona 16
Instrukcje	strona 18

Produkty, przedstawione w tym katalogu i ich nazwy są po części chronione patentami, ustawą o znakach towarowych oraz ochronie marek. Z braku oznaczenia ® czy TM nie należy wnioskować, że określony element nie został zarejestrowany i nie podlega ochronie. Możesz znaleźć przegląd za pomocą kodu QR.





Champions 4-kqtne




Champions 4-kątne

Jednoczęściowe implanty Champions zarówno jak implanty Champions (R)Evolution wykonane są z tego samego materiału tytanu stopnia IV oraz mają identyczną chropowatą powierzchnię wolną od pozostałości produkcyjnych. Implanty te znajdują głównie zastosowanie w większych zabiegach w odcinkach bocznych, jednak można je również z powodzeniem stosować w przypadku braku pojedynczych zębów w odcinku przednim.



Mikrogwint gwarantuje
osiągnięcie doskonałej
stabilizacji pierwotnej

Implant z czystego
tytanu 4 klasy
99 % tytan



Powierzchnia Champions
Implantów – jedna
z najlepszych!

*(Badania dr Dirka Duddecka,
przeprowadzone na Uniwersytecie
w Kolonii)*






4-KĄTNY CLASSIC

Jednoczęściowy implant tytanowy: Rekomendowany do kości twardej (D1) w żuchwie

Materiał: Tytan 4 stopnia

DOSTĘPNA DŁUGOŚĆ I ŚREDNICA

Średnica	Długość	Wysokość	Nr-REF
3,5 mm	8,0 mm	8,1 mm	1005
	10,0 mm	8,1 mm	1025
	12,0 mm	8,1 mm	1055
	14,0 mm	8,1 mm	1095
	16,0 mm	8,1 mm	1135



4-KĄTNY NEW ART

Jednoczęściowy implant tytanowy: Rekomendowany do wszystkich typów kości (D1–D4) w szczęcie i w żuchwie
Materiał: Tytan 4 stopnia

DOSTĘPNA DŁUGOŚĆ I ŚREDNICA

Średnica	Długość	Wysokość	Nr-REF
3,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	1015
	12,0 mm	8,0 mm	1040
	14,0 mm	8,0 mm	1080
	16,0 mm	8,0 mm	1120
3,5 mm	6,0 mm	8,1 mm	0900
	8,0 mm	8,1 mm	1000
	10,0 mm	8,1 mm	1020
	12,0 mm	8,1 mm	1050
	14,0 mm	8,1 mm	1090
	16,0 mm	8,1 mm	1130
4,0 mm	18,0 mm	8,1 mm	1160
	6,0 mm	8,25 mm	0902
	8,0 mm	8,25 mm	1007
	10,0 mm	8,25 mm	1027
	12,0 mm	8,25 mm	1057
	14,0 mm	8,25 mm	1097
4,5 mm	16,0 mm	8,25 mm	1137
	6,0 mm	8,6 mm	0910
	8,0 mm	8,6 mm	1010
	10,0 mm	8,6 mm	1030
	12,0 mm	8,6 mm	1060
	14,0 mm	8,6 mm	1100
5,5 mm	16,0 mm	8,6 mm	1140
	6,0 mm	9,2 mm	0920
	8,0 mm	9,2 mm	1012
	10,0 mm	9,2 mm	1035
	12,0 mm	9,2 mm	1070
	14,0 mm	9,2 mm	1110
	16,0 mm	9,2 mm	1150

Klucze wprowadzające

Do implantów jednoczęściowych, oraz kulkowych łączników Champions (R)Evolution. Implantację należy zakończyć określoną pozycją klucza wprowadzającego w której jedno z dwóch okienek (patrz czerwone kółko) zwrócone jest przedsionkowo lub mezejalnie.

Materiał: Stal nierdzewna



Klucze wprowadzające	Średnica	Długość	Nr-REF
Klucz maszynowy (do implantów jednoczęściowych) Maksymalny moment obrotowy: 50 Ncm	4,5 mm	7,0 mm	3039
Klucz krótki (do implantów jednoczęściowych)	4,5 mm	13,0 mm	3040
Klucz długi (do implantów jednoczęściowych)	4,5 mm	26,0 mm	3060





Prep-Caps

Innowacja Champions

Prep-Cap ze stopniem

Prep-Caps ze stopniem służą do wyrównania rozbieżności jednoczęściowych implantów Champions oraz implantów Champions (R)Evolution tylko w połączeniu z łącznikiem do Prep- Cap Nr-REF 3107 (strona 14)


Materiał: Cyrkon

Objaśnienie cyfr przedstawiono poniżej



Prep-Cap	Średnica	Wysokość	Nr-REF
Materiał: Cyrkon			
-2/+2 (0°)	5,4 mm	5,0 mm	4000
-2/+2 (10°)	5,4 mm	5,9 mm	4010
+1/0 (5°)	5,4 mm	6,9 mm	4020
+2/+2 (0°)	5,4 mm	9,0 mm	4030
+2/+2 (10°)	5,4 mm	9,0 mm	4040

Prep-Caps służą do wyrównania rozbieżności i powiększenia lub zmiany kształtu powierzchni protetycznej. Prep-Caps zostają zacementowane na implancie jednoczęściowym lub na łączniku Champions (R)Evolution.



Prep-Cap	Średnica	Wysokość	Nr-REF
Materiał: Tytan 5 stopnia			
-2/+2 (0°)	5,4 mm	5,0 mm	4050
-2/+2 (10°)	5,4 mm	5,9 mm	4060
+1/0 (5°)	5,4 mm	6,9 mm	4070
+2/+2 (0°)	5,4 mm	9,0 mm	4080
+2/+2 (10°)	5,4 mm	9,0 mm	4090



Prep-Caps

Prep-Caps bez stopnia


Prep-Caps bez stopnia służą do wyrównania rozbieżności jednocześnie implantów Champions oraz implantów Champions (R)Evolution – tylko w połączeniu z łącznikiem do Prep-Cap Nr-REF 3107

Materiał: Cyrkon

Objaśnienie cyfr przedstawiono poniżej



Prep-Caps służą do wyrównania rozbieżności i powiększenia lub zmiany kształtu powierzchni protetycznej. Prep-Caps zostają zacementowane na implancie jednocześnie lub na łączniku Champions (R)Evolution.



Prep-Cap	Średnica	Wysokość	Nr-REF
Do zębów przednich			
+2/+2 (0°) F	4,2/4,4 mm	8,0 mm	4036
+5/+2 (0°) F	4,2/4,4 mm	11,0 mm	4037
Do zębów bocznych			
+3/+2 (0°) S	5,0/6,0 mm	9,0 mm	4038
+5/+2 (0°) S	5,0/6,0 mm	11,0 mm	4039
Odcinek przedni i boczny			
+1/0 (5°)	5,4 mm	6,9 mm	4020os
+2/+2 (10°)	5,4 mm	9,0 mm	4040os
Do zębów trzonowych			
+3/0 (0°) M	5,8/8,8 mm	8,8 mm	4043
+1/+2 (0°) M	5,8/8,8 mm	8,8 mm	4044



Docklocs

Docklocs

Do mocowania protez całkowitych na lokatorach.

Docklocs		Nr-REF	
	Szara	Wkładka retencyjna HPP bezretencyjna wkładka do stałej odbudowy i czasowej ochrony łącznika do czasu jego zamocowania w implancie (8 szt.)	A0001.S
	Czerwona	Wkładka retencyjna HPP, lekka retencja (ok. 600g/6N) (8 szt.)	A0005.S
	Pomarańczowa	Wkładka retencyjna HPP, średnia retencja (ok. 1000 /10N) (8 szt.)	A0006.S
	Zielona	Wkładka retencyjna HPP, mocna retencja (ok. 1900g/19N) (8 szt.)	A0007.S
	Instrument uniwersalny	dwuczęściowy	A0019
	Zestaw laboratoryjny	2 x Zestaw laboratoryjny wyrówna- nie rozbieżności do 40° 2 x Obudowa retencyjna (ø 5,5 mm, wysokość 2,5 mm) z czarną wkładką laboratoryjną (wysokość 1,9 mm) 2 x Pierścień dystansujący 2 x Wkładka retencyjna, zielona 2 x Wkładka retencyjna, pomarańczowa 2 x Wkładka retencyjna, czerwona	A0051.S.T

Polecane do

Polecane do polimeryzacji:

Materiał światłoutwardzalny
(w kolorze naturalnego ząba)
Nr-REF CI08028

Materiał światłoutwardzalny
(w kolorze różowym)
Nr-REF CI08027

**Weitere FiBER FORCE®-
Produkte in der Produktbroschüre
„Kugelkopf“**



LOC Locator

Champions LOCs

mają zastosowanie w stabilizacji protez ruchomych. Kompensacja rozbieżności: do 20° przy zastosowaniu jednego implantu, do 40° w przypadku większej ilości implantów. Przy użyciu LOC krótki -1/0 główka implantu 4-kątnego musi zostać odcięta powyżej poziomu rowków. LOC wymaga zacementowania.


Wysokość dziąsła (GH) w mm

Wysokość od platformy implantu

LOC	Średnica	Wysokość	Nr-REF
Krótki -1/0	3,9 mm	4,0 mm	3141
Długi +2/0	3,9 mm	7,0 mm	3142



Prep-Caps służą do wyrównania rozbieżności i powiększenia lub zmiany kształtu powierzchni protetycznej. Prep-Caps zostają zacementowane na implantach jednoczęściowym lub na łączniku Champions (R)Evolution.




Technika laboratoryjna i wyciski



		Średnica	Wysokość	Nr-REF
Analog implantu		–	–	3120
Czapeczka wyciskowa	Wskazania: wysokość dziąsła wyższa niż 3 mm; Materiał: Tworzywo sztuczne	4,5 mm	5,0 mm	3115
Gumowe pierścienie do analogów laboratoryjnych	Do wykonania modelu, 20 szt./opakowanie Materiał: Silikon	–	–	3175
Analog implantu LOC	Materiał: Stal szlachetna	–	–	3139





Instrukcje


Champions 4-kątny system implantów jednoczęściowych-filmy instruktażowe do zeskanowania przy pomocy kodu QR lub dostępne pod linkami poniżej:



Zabieg implantacji ośmiu implantów w górnej szczęce

Wszczepienie ośmiu implantów w szczęce z wykonaniem zabiegu sinus lift oraz zaopatrzeniem w protezę stałą.


<https://vimeo.com/310578259>



Zabieg implantacji dwunastu implantów jednoczęściowych

Wszczepienie dwunastu implantów dla mocowania stałego uzębienia.


<https://vimeo.com/51213692>



Zabieg wszczepienia siedmiu implantów jednoczęściowych

Wszczepienie implantów w okolicy 15, 16, 17 oraz 24, 25, 26 , 27 z założeniem uzupełnienia tymczasowego

<https://vimeo.com/577105981>



Zabieg implantacji ośmiu implantów jednoczęściowych w górnej szczęce

Wszczepienie ośmiu implantów w górnej szczęce w tym dwa implanty natychmiastowe z założonymi czapczkami Prep-Cap oraz zaopatrzenie tymczasowe w rurki ZaRaMi

<https://vimeo.com/294521651>



Zabieg wszczepienia czterech implantów jednoczęściowych

Wszczepienie czterech implantów w okolicy 32, 31 41, oraz 42 dla stałego uzębienia

<https://vimeo.com/133126651>

Welcome
to the
future



CHAMPIONS-IMPLANTS GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53
info@champions-implants.com
champions-implants.com